

Manometru Taos



Pret:

28,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Manometru cu domeniu de măsurare 0–12 kg/cm² și 0–180 PSI. Diametrul corpului este de aproximativ 4,2 cm, grosimea de 2,5 cm, iar racordul filetat are diametrul de 1 cm și lungimea de 1,6 cm.

Se recomandă verificarea compatibilității înainte de comandă. Se vinde la bucată.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
