

Regulator aer cu decantor Taos QPC AFR2000

Pret:

109,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Regulator de aer cu decantor din policarbonat, model QPC AFR2000. Presiune de lucru: 0,1–1,0 MPa. Presiune maximă: 135 PSI (9,5 kgf/cm²). Temperatură de lucru: 41–140°F (5–60°C).



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Lungime totală: 15,9 cm.

Vasul este fabricat din rășină de policarbonat.

Nu utilizați solvenți organici, precum tricloretilenă, diluant sau alcool. Pentru curățare, utilizați detergent de vase.

Se recomandă verificarea compatibilității înainte de comandă. Se vinde la bucată.