

Condilograf digital KaVo ARCUSdigma 3



Pret:

69.000,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sistem digital pentru analiza functionala a articulatiei temporo-mandibulare, conceput pentru inregistrarea tridimensionala a miscarilor mandibulei cu ajutorul tehnologiei optice de masurare. Sistemul furnizeaza date precise privind dinamica mandibulara, necesare pentru diagnostic, planificarea tratamentelor protetice si programarea articulatoarelor.

ARCUSdigma 3 permite analiza miscarilor functionale ale mandibulei si transferul digital al parametrilor catre articulatoarele KaVo PROTARevo, contribuind la realizarea unor restaurari protetice predictibile si la optimizarea fluxului digital CAD/CAM.

Avantaje:

Tehnologie optica de masurare de inalta precizie

Inregistrare tridimensionala a miscarilor mandibulei

Transfer wireless al datelor catre calculator



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Programare automata a articulatoarelor KaVo PROTAREvo

Integrare in fluxurile digitale CAD/CAM

Software modular pentru diferite aplicatii clinice

Interfata intuitiva si flux de lucru eficient

Specificatii tehnice

Tehnologie de masurare: optica

Precizie de pozitionare: $\pm 0,05$ mm

Frecventa de inregistrare: pana la 60 Hz

Conectivitate: WLAN si USB

Compatibilitate: Windows 10 (64-bit)

Aplicatii

Analiza functionala a articulatiei temporo-mandibulare

Inregistrarea miscarilor mandibulei

Programarea articulatoarelor

Planificarea restaurarilor protetice

Integrarea datelor in fluxurile digitale CAD/CAM