

Perfect Bleach Office+ 35% seringa 4 ml

Pret:

618,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Perfect Bleach Office+ - gel albire pentru dinti decolorati

Avantaje:

35% concentratie peroxid de hidrogen pentru o albire rapida si sigura a decolorarilor

Contrast excelent pe dinte si LC DAM datorita materialului colorat in rosu

Poate fi utilizat pentru albire interna si externa

Seringa QuickMix - numai cantitatea de gel necesara este activata, fara erori de mixare, iar gelul ramane proaspat

Protectie gingii pe baza de compozit (LC Dam)



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Indicatii:

Pentru albirea dintilor vitali sau devitalizati - succesul operatiunii de albire este dependent de culoara dintelui natural, precum si de intensitatea si cauza decolorarii

Este posibila albirea decolorarilor de origine organica cauzate de traume sau medicatie (exemplu: tetraciclina)

Decolorarile de origina anorganica, precum amalgamul (argint) sau restaurarile, nu se albesc

Prezentare

1 seringa QuickMix x 4 ml