

Bureti hemostatici 24 buc/cut Henry Schein

Pret:

120,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Bureti hemostatici sterili, resorbabili, realizati din spuma gelatinoasa de inalta puritate (colagen hidrolizat liofilizat), de calitate farmaceutica.

Asigura o hemostaza rapida si eficienta, avand o capacitate de absorbtie de aproximativ 45 de ori propria greutate. Atunci cand sunt implantati in cantitatea corespunzatoare, sunt complet resorbiti in mai putin de 4 saptamani.

Caracteristici:

Sterili si complet resorbabili.

Capacitate de absorbtie de aproximativ 45 de ori propria greutate.

Resorbtie completa in mai putin de 4 saptamani.

Usor de manipulat si compresibili.

Nu necesita taiere suplimentara.



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
Permit suturarea.

Compozitie: 100% gelatina purificata de origine porcina.

Fara adaos de argint.

Indicatii:

Hemostaza dupa extractii dentare.

Controlul sangerarii in interventiile chirurgicale orale la nivelul osului si tesuturilor moi.

Prezentare:

Cutie cu 24 de bureti hemostatici.