

BIFIX SE seringa 5g



Pret:

494,01 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Ciment dual pentru cimentari definitive de coroane, punti, inlay si onlay.

NU necesita gravare, nu necesita adeziv. Intraoral timp de priza foarte scurt.

Durabilitate si rezistenta in timp.

Este indicat pentru cimentari permanente ale inlay-urilor, onlay-urilor, coroanelor, puntilor adezive si clasice, pinilor si pivotilor endodontici.

Contine:

- 1 x 5g seringi in una din urmatoarele nuante: U, T, W0
- accesorii