

Canal +

Pret:

180,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Gel pentru pregatirea canalului radicular, pe baza de E.D.T.A. si hidroxii-ureat de perogen si cu rol de lubrifiere a canalului pt a usura penetrarea instrumentarului endodontic, inclusiv in canalele calcificate. Canal + se utilizeaza impreuna cu hipoclorit de sodiu (Parcan - SEPTODONT) pentru a obtine o reactie efervescenta pentru o curatare cat mai buna a canalelor. Forma seringii si aplicatoarele permit o aplicare directa in canal eliminand riscul contaminarii. Canal + nu se lasa pe canale intre doua sedinte.

Prezentare

- Seringa 5 g