

## Sigilator ONE



**Pret:**

**2.997,34 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

**ONE** este noua masina de termosigare controlata electronic, si permite sigilarea la cald a pungilor laminate din hartie/plastic.

Sigilarea are loc prin actionarea manerului special ergonomic incorporat in corpul echipamentului, in acest fel salvandu-se spatiu.

Forma este moderna si placuta si structura a fost produsa cu scopul de a folosi suportul de rola vertical, astfel incat sa ocupe un minim de spatiu si sa se incadreze in orice loc.

Dispozitiv de incalzire unilateral cu temperatura reglabila in functie de tipul de hartie folosit. Vizibilitate buna in aria de taiere.

Semnal acustic la aparitia unor greseli la sigilare.

### Date tehnice

Inaltime	170 mm
Latime	440 mm
Adancime	400 mm
Masa	8 Kg
Consum max.	320 W
Alimentare	230 V/50-60 Hz
Latime sigilare	12 mm

# D TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068.0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Lungime max. sigilare 320 mm