

## Pungi sterilizare autosigilante 90 x 250 mm



**Pret:**

**60,20 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Pungi de sterilizare autosigilante, fabricate din hartie medicala grea si un strat de poliester/polipropilena. Sigilare cu 3 straturi cu canale impermeabile si uniforme pentru o protectie antimicrobiana inalta. Dotate cu martor de sterilizare - culoarea pungii se schimba atunci cand sterilizarea s-a efectuat cu succes.

Hartia folosita este una speciala, de uz medical (60gr/mp), de calitate superioara. Anumiti producatori folosesc hartie de uz alimentar care ar putea parea similara dar este de o calitate inferioara care nu permite de fapt sterilizarea pungilor.

Cerneala este deasemenea, speciala, pe baza de apa, pentru a nu contamina instrumentele in timpul sterilizarii. Competitorii folosesc cerneala normala cu solventi care ar putea contamina instrumentele in timpul sterilizarii.

Toate acestea argumenteaza calitatea superioara a pungilor de sterilizare EURONDA.

- 200 buc/cutie
- 90 x 250 mm