

## Fissurit F Seringa 2 ml

Pret:

**276,71 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

### Indicații

- Sigilarea spațiilor, fisurilor și suprafețelor ocluzale pentru profilaxia cariilor
- Refacerea suprafețelor de smalț deteriorate
- Ancorarea dispozitivelor ortodontice
- Sigilarea obturațiilor cu compozit și ciment (protecție la umiditate)
- Restaurarea unor leziuni carioase mici
- Repararea defectelor mici în obturații cu compozit și amalgam

### Avantaje

- Aplicare rapidă și simplă din noua seringă NDT®
- Alb, pentru control vizual ușor



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- • Propriet??i optime de curgere ?i vâscozitate sc?zut?
- • Stabilitate mare ?i bun? aderen?? la smal?
- • Adaptare marginal? perfect?
- • Degajare continu? de fluor

## Prezentare

- 1 x seringă 2 ml