

Compresor dentar Dental Oilless 24/150



Pret:

9.230,57 lei TVA inclusa

Descriere produs:

- Tip dental complet carcasat
- Putere 1,1 kW / 1,5 CP
- Volum butelie: 24l
- Debit aer : 150 l/min
- Nivel de zgomot 60 dB
- Presiune maxima de lucru 8 bar
- Dimensiuni: 50 x 61 x 72 cm (latime x adancime x inaltime)
- Masa: 60 Kg
- 1400 rpm
- 1 cilindru
- Potrivit pentru 1 maxim 2 unituri (daca aspiratia este chirurgicala, prin pompa separata)