

## Parcan



Pret:

**145,36 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Prepararea canalelor radiculare, act esential pentru succesul obturatiei, necesita utilizarea solutiilor irigante asociate unui alezaj chimico-mecanic.

Parcan, solutie stabilizata cu 3% hipoclorit de sodiu raspunde totalmente la efectelor asteptate de la o solutie de irigare:

- efecte chimice prin dizolvarea matricei organice a dentinei, permitand largirea canalului
- actiune bactericida, multumita hipocloritului de sodiu

Parcan este o solutie de hipoclorit de sodiu, stabilizata si tamponata, gata de folosit.

### Precautii de folosire

In scopul de a elimina orice risc de injectare a produsului dincolo de apex, sunt recomandate

- verificare inchiderii apicale (utilizarea, in cazuri de dinti imaturi sau apex rializat, este contraindicata)
- evitarea utilizarii produsului sub presiune

A nu se expune la sursa de caldura

A se depozita la adapost de razele luminoase.

### Prezentare



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: [office@tehnicaldent.ro](mailto:office@tehnicaldent.ro) IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Flacon tip perfuzie de 250 ml gata de folosire