

Kavitan plus

Pret:

214,19 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment glassionomer radioopac, autopolimerizabil, cu adeziune chimica la tesuturile dentare si cu capacitate de a elibera ioni de Fluor, biocompatibil, foarte rezistent in timp, prezinta solubilitate minima dupa priza. Indicatii: obturatii de clasa III, V pe dintii permanenti, obturatii de clasa I, II, III, V pe dintii temporari, baza sub obturatii de amalgam sau de compozit, refaceri de bonturi dentare, obturatii provizorii de lunga durata pe dintii permanenti.

Indicatii

- obturatii laminate de cl I, III si V pe dintii permanenti (tehnica sandwich).
- obturatii de cls I, III si V pe dintii temporari
- baza sub obturatii de compozit sau amalgam
- obturatii de cl III si V pe dintii permanenti

Ambalaj



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- 1 flacon x 15 g pulbere
- 1 flacon x 15 ml lichid