

## Compresa tifon

**Pret:**

**8,29 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

#### **Compozitie:**

Tifon hidrofil, 100% bumbac;

#### **Proprietăți :**

Datorită calitatii țesăturii și purității fibrei de bumbac utilizate și a hidrofiliei, compresele pliate din tifon sunt absorbante și bine suportate de piele, acționând favorabil asupra plăgii și grăbind vindecarea.

#### **Indicatii:**

Compresele pliate din tifon sunt recomandate exclusiv pentru îngrijirea plăgilor acute și/sau infectate. Compresa pliată din tifon, se recomandă pentru îngrijirea și protecția plăgilor în curs de cicatrizare, indiferent de faza de evoluție (exudativă, de granulație sau de epitelizare).

#### **Sterilizare:**



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Compresele pliate din tifon VELFINA, ambalate 2 bucati/plic sunt sterilizate cu radiatii gamma sau cu etilen oxid, pe baza unor procese de sterilizare validate in conformitate cu normele europene EN 552, respectiv EN 550.

Compresele pliate ambalate in pungă sunt sterilizabile.

### **Forma de prezentare:**

Compresa din tifon VELFINA este confecționată din tifon - 100% bumbac, pliat in 8 straturi -pliaj farmaceutic sau in 8, 12, 16 straturi, cu sau fără fir radiodetectabil -pliaj chirurgical, astfel incat se exclude riscul contactului dintre marginile tăiate ale compresei si plaga (marginile tăiate ale tifonului sunt pliate in interiorul compresei);

Compresele pliate din tifon sunt conditionate in ambalaj individual (plic din hartie pelabilă ce permite deschiderea acestuia fără a atinge compresele.

- Pliaj 8 straturi
- Dimensiuni 5x5 cm
- 100 comprese/blister
- sterilizate cu oxid de etilena