

Bifluorid 10 flacon 10ml



Pret:

995,59 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Lac cu fluoruri ,eficace in tratamentul coletului dentar hipersensibil, pentru fluorizare locala de adancime si profilaxia cariei dentare.

Prezentare

Lacul cu fluoruri este fabricat din rasini sintetic pentru aplicatii topice.

Compozitie

Fluorura de calciu si sodiu

Eficacitate

Bifluorid 10 este un lac care se usuca usor si are o aderenta buna pe smaltul si dentina uscata.

Aceasta permite o fluorizare intensa pe termen lung a suprafetelor tratate in special in locurile de amplasare cu predilectie a cariilor.

TEHNICALDENT

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB

0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Bifluorid 10 formeaza un film protector impermeabil la apa , impotriva influentelor chimice si termice.

Pentru ca fluorurile sa poata actiona la fiecare utilizare Bifluorid 12 trebuie mentinut cat de mult este posibil pe suprafata supusa tratamentului.

Domenii de aplicare

Tratamentul coletului hipersensibil si al marginilor de coroana.

Fluorurarea smaltului dentar si desensibilizarea bonturilor dupa pilirea unuia sau mai multor dinti .

Prevenirea cariilor secundare de pe marginea cavitatii dupa obturatii, in mod special dupa ce a fost aplicata tehnica de demineralizare , precum si dupa aplicarea coroanelor, inlay-urilor si puntilor

Prezentare

- flacon 10 g