

Optibond Solo Plus refill 3 ml

Pret:

249,90 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Un singur agent adeziv pentru orice aplicatie clinica. Solvent pe baza de etanol continand 15% umplutura din noile particule de 0,4 um, produsul OptiBond Solo Plus patrunde in canaliculele dentinare la adancimi mult mai mari decat sistemele fara umplutura sau cu "nanoparticule". Aceasta ii confera o mai buna stabilitate pe termen lung si o forta de legatura remarcabila la aplicarile directe sau indirecte.

Prezentare

- Refill 3 ml