Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Refill pivot sticla Splendor-SAP



Pret:

138,73 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Refill pivoti din fibra de sticla Splendor-SAP. Un singur pivot pentru orice situatie!

5 motive pentru a utiliza pivotii Splendor-SAP

Universali - dimensiune unica pentru canale inguste, medii si largi

Reglabil in functie de forma canalului

Retentie imbunatatita - blocare mecanica pe langa legatura chimica

Preparare minima invaziva - Nu necesita largirea majora a canalului

Risc scazut de fracturare a radacinii - elasticitatea este similara cu cea a dentinei

Compozitie:

Pivot si manson: fibra de sticla 80%, rasina epoxidica (20%)

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Caracteristici si beneficii:

Un sistem unic ce poate fi utilizat in diferite morfologii ale canalului: ingust, mediu sau larg.

Reglabil - sistemul promoveaza o adaptare excelenta la canal atat in diametru, cat si in conicitate.

Manșonul promovează o cantitate mai mare de fibre în regiunea cervicală, permițând un volum mai mic de ciment și, în consecință, o mai mare rezistență și reținere.

Forma speciala a mansonului adaptează anatomia ovală a majorității canalelor radiculare, mărind contactul între zidurile pivotului și ale canalului.

Designul pivotilor Splendor-SAP permite retentia mecanica a mansonului. Pozitionarea mansonului impreuna cu pivotul faciliteaza umplerea canalului, marind astfel retentia si micsorand riscul de deplasare.

Date tehnice

Radiopacitate: 5-7 mm Al

Rezistenta: ≥ 1200 MPa

Modul elastic: 45 GPa

Manson: 0,08 mm /mm

Pivot


Lungime: 18.0 mm. Apex: 0,65 mm. Corp 1.0 mm. Varf 1.0 mm

Manson


Lungime: 12.0 mm. Apex 1.4 mm. Varf 2.4 mm

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99 Cod fiscal: RO 117 58 273


Ghid de folosire



Îndepărtati obturatia pana nivelul dorit.



Pregătiti spatiul cu ajutorul frezei Splendor.



Asezati pivotul în canal.



Introduceti mansonul pe pivot si pozitionati-l cât mai bine cu o presiune usoară.




Tăiati pivotul si mansonul la lungimea dorita.



Indepartati atat pivotul, cat si mansonul. Stergeti-le separate cu jeturi de alcool si aer



Pregătiti spatiul pentru pivot conform instructiunilor de indepartare a cimentului preferat.



Pozitionati pivotul în canal si apoi mansonul peste el



Continuati restaurarea de bond

Ambalare:

Refill 5 pivoti din fibra de sticla, marime universala