Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Kit Reparație Piesa Contraunghi SIFARY



Pret:

683,38 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Acest kit de reparație este esențial pentru cabinetele stomatologice care doresc să își mențină echipamentele contraunghi în stare optimă de funcționare. Echipamentele medicale sunt expuse la uzură, iar acest kit oferă soluții rapide și eficiente pentru înlocuirea componentelor esențiale. Kitul include rulmenți de schimb, manșoane, șuruburi și unelte special concepute pentru demontarea și remontarea pieselor contraunghi. Fiecare componentă este realizată din materiale de înaltă calitate, rezistente la uzură și sterilizare repetată, compatibile cu o gamă largă de piese contraunghi. Ambalat într-o cutie metalică durabilă și bine organizată, acest kit asigură tot ce este necesar pentru o reparație rapidă și eficientă.

Componente principale:

- **Două manșoane de schimb** pentru piesele contraunghi.
- **Cheie pentru demontare/montare**, compatibilă cu majoritatea pieselor contraunghi.
- **Rulmenți de schimb** de înaltă precizie.
- **Inel de fixare** pentru asamblarea corectă a componentelor.
- **Piuliță de ajustare** pentru optimizarea funcționalității piesei.
- **Elemente pentru lubrifiere și curățare**, esențiale pentru întreținerea piesei contraunghi.
- **Instrument pentru aliniere**, pentru asigurarea montajului corect și precis.

Caracteristici tehnice:

- **Material:** Oțel inoxidabil și alte componente durabile, de calitate superioară, rezistente la uzură și coroziune.

Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- **Compatibilitate:** Se potrivește cu o gamă largă de modele de piese contraunghi SIFARY.
- **Rezistență la sterilizare:** Piesele sunt rezistente la sterilizarea la temperaturi ridicate (până la 134°C).
- **Dimensiuni compacte:** 15 cm x 10 cm x 5 cm – ușor de depozitat și transportat.
- **Greutate:** 350 g – kit ușor de manevrat și ideal pentru transport în clinici.

Instrucțiuni de utilizare:

1. **Deconectați piesa contraunghi** de la echipament înainte de reparație.
2. **Folosiți cheia specială** pentru a demonta piesa contraunghi, asigurându-vă că urmați instrucțiunile de deschidere ale producătorului.
3. **Înlocuiți componentele uzate**: rulmenți, manșoane sau alte piese defecte din interior, utilizând piesele de schimb incluse în kit.
4. **Reasamblați piesa contraunghi**, asigurându-vă că toate componentele sunt corect aliniate și fixate.
5. **Sterilizați piesa la 134°C** înainte de următoarea utilizare, pentru a asigura conformitatea cu normele de igienă stomatologică.
6. **Aplicați lubrifiantul inclus** pentru a menține o funcționare lină și eficientă a piesei contraunghi.

Notă:

Este recomandat ca întreținerea și repararea pieselor contraunghi să fie efectuate de către personal calificat. Manipularea corectă a pieselor și instrumentelor incluse în kit va asigura o funcționare optimă a echipamentelor stomatologice și va preveni eventuale defecțiuni suplimentare. Kitul conține componente sensibile care necesită atenție specială în timpul reparațiilor.